

<p>Прибор для испытаний на распадаемость твердых форм PTZ AUTO 2 EZ</p> <p>Производитель: PHARMA TEST APPARATEBAU AG (Германия) Соответствует требованиям USP (701/2040) и EPb (2.9.1)</p> <p>Двухместный автоматический прибор с определением распадаемости по времени замыкания контакта между сеточкой и прижимным диском. Возможно и ручное определение. Идеален для лекарственных форм, дающих помутнение жидкости в ходе теста.</p>	
Дисплей / Клавиатура	ЖКИ 320x240 / мембранная клавиатура
Частота ходов	30±1 ходов в минуту
Высота хода	55±1 мм
Термостат	встроенный 1000 Вт с циркуляционным насосом, двумя сенсорами, защитой от перегрева, диапазон +30 ÷ +40 °С
Точность термостатирования	±0.3° С
Примерное время прогрева	45 мин с +25 до +37 °С
<p>Вычислительный функционал:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 16 методов с парольной защитой и возможностью редактирования; - распечатка отчетов испытаний со стат. данными и меткой типа результатов (получен вручную или автоматически) без ПК; - вывод данных OQ/PQ, программирование интервала OQ; - возможность работы с программным обеспечением PTZ32, в т.ч. с разделением доступа и аудитом записи/изменений данных по 21 CFR 11. <p>Поддерживаются все PCL-совместимые принтеры (HP LaserJet и проч.)</p>	
Интерфейсы	RS-232, LPT, опционально USB-адаптеры
Опции	корзина для теста Б, USB-адаптеры, ПО, насадка для юстировки высоты хода корзины
Габариты / Масса нетто	610x360x420 мм / 28 кг
<p>Стандартный комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибор PTZ AUTO 2 EZ 1 шт. - корзина РТ-МКТ электронная для теста А в сборе 2 шт. - водяная баня (полиметилметакрилат) с крышкой 1 шт. - контрольный термометр 1 шт. - руководство по эксплуатации 1 шт. - документация IQ/OQ 1 шт. 	



ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ»

220131 Минск, 2-й пер. Кольцова, 24

тел/факс: (017) 385-28-22 (23)

www.lvs.by info@lvs.by