




<p>Центрифуга лабораторная UNIVERSAL 320</p> <p>Благодаря широким возможностям программирования и уникальным рабочим характеристикам эти центрифуги идеально подходят для выполнения практически любых задач: как стандартных, так и специальных.</p> <p>Производитель: Andreas Hettich GmbH, Германия</p> <p>Гарантия: 24 месяца</p> <p>Тип: Настольная</p> <p>Кат. № 1401</p>		
Диапазон скоростей вращения, об/мин, RPM	500÷15000	
Шаг задания скорости, об/мин	10	
Макс. фактор разделения, g (RCF)	500-21382 g (настройка до 100 - с шагом 1, а от 100 - с шагом 10.)	
Таймер	от 1 сек. до 99 мин: 59 сек (шаг 1 сек-1 мин), кратковременный, непрерывный	
Режимы работы	продолжительная работа, импульсный режим (функция кратковременного осаждения с переменной скоростью вращения)	
Индикация статуса / управление	LED-дисплей / мембранная клавиатура	
Отображение параметров	Скорость вращения ротора, время центрифугирования, программа	
Число программ в памяти	10	
Макс. вместимость	4 x 200 мл / 6 x 85 мл	
Уровень шума	Не более 58 дБ	
Встроенная защита от открытия крышки (электромагнитным замком).		
Автоматическое распознавание ротора. Детектор дисбаланса. Защита от случайного закрытия крышки.		
Материал камеры	Нержавеющая кислотостойкая сталь	
Питание сети	200-240 В 50-60 Гц	
Габаритные размеры/масса	346x395x520 мм/31 кг	
Условия эксплуатации	Влажность 30-85%. Температура +2...+40°C	


Совместимые роторы и адаптеры (в стандартную поставку не входят):

<i>Тип ротора</i>	<i>Подвесы</i>	<i>Макс. RPM/RCF</i>
1554 – откидной, 4-местный	1560 с крышками 1561 (с биогерметизацией против аэрозольного загрязнения)	4500/3328

		
<p>1494 горизонтальный, 4-местный</p>    <p>изображен с подвесами и крышками 1492 с био-герметизацией</p>	<p>1425</p>  <p>1427</p>  <p>1495</p> 	<p>5000/4193</p>
<p>1624 Горизонтальный, 4-местный</p>   <p>300 мин⁻¹ изображен</p>	<p>1366</p>  <p>1481</p>  <p>С био-герметизацией Адаптеры для 5мл пробирок Эппендорф - 6341</p>	<p>4000 / 2665</p>
<p>1324 горизонтальный, 4-местный</p>	<p>1490</p>  <p>С био-герметизацией</p>	<p>4500 / 3328</p>

	<p>1398</p> 	
<p>1619 горизонтальный, 6-местный</p> 	<p>-</p>	<p>4000 / 2701</p>
<p>1617 горизонтальный, 8-местный</p> 	<p>-</p>	<p>5000 / 3857</p>
<p>1628 горизонтальный, 12-местный</p> 	<p>-</p>	<p>5000/ 4193</p>
<p>1611 Горизонтальный, 8-местный</p>  <p>90°</p>	<p>-</p>	<p>4000 / 2415</p>
<p>1460 горизонтальный, 2-местный</p>  <p>90°</p>	<p>-</p>	<p>4000 / 2218</p>
<p>1645 горизонтальный, 4-местный</p> 	<p>-</p>	<p>4000/1896</p>

<p>1612 угловой, 12-местный</p> 	-	15000/16602
<p>1420-B угловой, 24-местный</p>  <p>40°</p>   <p>крышка, кат. № 2425 с био-герметизацией⁵¹, автоклавируемая</p> <p>крышка, кат. № 2423 с био-герметизацией⁵¹, автоклавируемая, устойчивая к фенолу</p>	-	15000/21382
<p>1689-A угловой, 30-местный</p>  <p>С био-герметизацией</p>	-	14000/21255
<p>1418 угловой, 8-местный</p> 	-	4500/3283
<p>1620A угловой, 8-местный</p>  <p>15°</p>	-	9000/9509

<p>1613 УГЛОВОЙ, 12-МЕСТНЫЙ</p> 	-	6000/4146
<p>1615 УГЛОВОЙ, 12-МЕСТНЫЙ</p> 	-	12000/16582
<p>1650 Гематокритный ротор, 24-местный</p> 	-	15000/21382
<p>1626 Цитологический ротор, 6-местный</p> 	-	4000/2039