

<p>Микроскопы геммологические BS-8030</p> <p>Брэнд: Bestscope (КНР)</p> <p>Стандартный геммологический микроскоп.</p> <p>Методы наблюдения: - светлое поле; - темное поле.</p>	 <p style="text-align: center;">Показано исполнение BS-8030B</p>	
Исполнения	BS-8030B	BS-8030T
Оптическая насадка	бинокулярная, вращаемая на 360°	тринокулярная, вращаемая на 360°
Диапазон подстройки межзрачкового расстояния	55÷75 мм	
Окуляры стандартно	широкоугольные 10×/ 22 мм с диоптрийной подстройкой	
Объектив стандартно	зум-объектив 1× ÷ 4× (d=70 мм)	
Рабочее расстояние	90,5 мм	
Поле зрения	от 5,5 до 22 мм	
Система освещения стандартно	<ul style="list-style-type: none"> • падающий свет: галогеновая лампа 12 В 10 Вт; • флуоресцентная лампа 10 Вт; • проходящий свет: галогеновая лампа 12 В 10 Вт. 	
Держатель образца	захват из нержавеющей стали	
<p>Опциональные аксессуары:</p> <ul style="list-style-type: none"> - окуляры широкоугольные 5×, 15×, 20×; - зум-объектив 0,7×-3,6× (d=86 мм, поле зрения от 5,8 до 26 мм) 		



ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ»

220131 Минск, 2-й пер. Кольцова, 24

тел/факс: (017) 385-28-22 (23)

www.lvs.by info@lvs.by