

<p>Система вакуумной фильтрации  <b>WaterVac 200</b></p> <p>Изготовитель: Rocker Scientific Co. (Тайвань)  № заказа <b>190200-02</b></p>			
<p>Двухместная система для вакуумной фильтрации водных растворов сразу в сток. Встроенный насос перекачивает жидкость сразу в сток, экономя время за счет упрощения процесса фильтрации.</p> <p>Интеграция насоса и фильтродержателей в одном приборе без необходимости наличия бутылки для отходов и соединительных шлангов экономит до 70% рабочего пространства.</p> <p>Соответствует требованиям ISO 8199 и предназначена для микробиологической фильтрации. Сменные адаптеры воронок делают систему совместимой с различными типами адаптеров и фильтродержателей.</p> <p>IP 41 – класс защиты, CE сертификация, RoHS сертификация.</p> <p>Применение: микробиологические тесты, фильтрация при определении взвешенных веществ и микробиологического контроля качества воды, фильтрация общего назначения без сбора фильтрата.</p> <p>Не может применяться для органических и коррозионно-активных жидкостей.</p>			
Тип встроенного насоса		мембранный	
Материалы, контактирующие с фильтратом		Нержавеющая сталь SS316, FKM (фторкаучук), силикон, PP (полипропилен), PPS (полифениленсульфид)	
Достижимое остаточное давление, мбар		313	
Максимальная скорость откачки, л/мин		4,5	
Уровень шума, дБА		60	
Диапазон температур эксплуатации		от +5 до +40 °C	
Диаметр отвода		5/16" (8 мм)	
Адаптеры для фильтродержателя (заказываются отдельно)		Для сменных пластиковых воронок (Sartorius, Millipore, Pall), MS для установки воронки в силиконовую пробку №8, SF с креплением spin-lock для воронок из нержавеющей стали	
Электропитание		~100÷240 В, 50/60 Гц, выход адаптера = 24 В, 2,5 А	
Размеры, мм		214x183x264	
Масса, кг		2,8	
Комплект поставки: фильтровальная система со встроенным насосом, кабель питания.			
Аксессуары:			
<i>Наименование позиции</i>		<i>Внешний вид</i>	<i>№ заказа</i>
Адаптер MF для установки воронки в силиконовую пробку №8			190100-10
Адаптер SF для воронки из нержавеющей стали производства Rocker Scientific			190100-20

Адаптер для шлангового присоединения, под шланг внутренним диаметром от 4 до 8 мм		190100-76
Адаптер для пластиковых воронок Millipore объемом 100/250 мл		190100-73
Адаптер для пластиковых воронок Sartorius 16A07		190100-74
Адаптер для воронок PALL 4870 (100 мл), 4871 (250 мл)		190100-75
Воронка для фильтрования, материал – нержавеющая сталь, объем 100 мл		167103-61
Воронка для фильтрования, материал – нержавеющая сталь, объем 300 мл		167103-63
Воронка для фильтрования, материал – нержавеющая сталь, объем 500 мл		167103-65
Фильтродержатель магнитный MF3 (объем воронки 300 мл)		200300-01
Фильтродержатель магнитный MF5 (объем воронки 500 мл)		200500-01



ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ»

220131 МИНСК, 2-Й ПЕР. КОЛЬЦОВА, 24  
 ТЕЛ/ФАКС: (017) 385-28-22 (23)  
 WWW.LVS.BY INFO@LVS.BY