

<p>Прибор для испытаний на растворение PTWS 820</p> <p>Изготовитель: Pharma Test Apparatebau AG (Германия) № заказа:</p>																											
<p>8-местный прибор для испытаний на растворение, с возможностью использования в составе автоматизированных систем.</p>																											
<p>Заявленное соответствие стандартам</p>	<p>USP (711-724) и EPh/ГФ РБ (2.9.3-2.9.4)</p>																										
<p>Подъем/опускание приводной головки</p>	<p>моторизованный</p>																										
<p>Сосуды</p>	<p>8 шт. 1 л, самоцентрирующиеся</p>																										
<p>Водяная баня</p>	<p>цельноформованная</p>																										
<p>Диапазон скоростей перемешивания</p>	<p>от 25 до 250 об/мин</p>																										
<p>Точность поддержания скорости перемешивания</p>	<p>не хуже $\pm 2\%$, обычно $\pm 1\%$</p>																										
<p>Биение штоков</p>	<p>не более 0,2 мм</p>																										
<p>Вибрация</p>	<p>не более 0,02 мм</p>																										
<p>Диапазон температур</p>	<p>от 25 до 45 °C</p>																										
<p>Точность термостатирования</p>	<p>$\pm 0,2$ °C</p>																										
<p>Количество методов в памяти</p>	<p>ограничено только емкостью SD-карты</p>																										
<p>Функционал контроллера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отображение заданных и текущих параметров; - счетчик рабочих часов, информация о времени пробоотбора; - разделение доступа пользователей; - создание, редактирование, и хранение методов; - индикация состояния прибора; - контроль периодичности ОQ; - управление устройством пробоотбора. 																											
<p>Индикация событий и ошибок</p>	<p>звуковая и сигналом на дисплее</p>																										
<p>Управление</p>	<p>сенсорный экран</p>																										
<p>Дисплей - графический, с индикацией состояния прибора цветом подсветки, можно перенавесить на короткую либо длинную сторону корпуса приводной головки</p>																											
<p>Коммутация</p>	<p>1 RS232, 1 разъем SD-карты, 1 TTL I/O разъем аксессуара</p>																										
<p>Хранение микропрограммы и параметров прибора</p>	<p>на внутренней карте microSD (доступна только сервисному персоналу)</p>																										
<p>Габариты / масса</p>	<p>700x650x450 мм / 55 кг</p>																										
<p>Стандартный комплект поставки:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- прибор PTWS 820D</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> <tr> <td>- фиксаторы для мешалок</td> <td style="text-align: right;">8 шт.</td> </tr> <tr> <td>- лопастные мешалки</td> <td style="text-align: right;">1 набор 8 шт.</td> </tr> <tr> <td>- шарики 25 мм для позиционирования</td> <td style="text-align: right;">1 набор 8 шт.</td> </tr> <tr> <td>- водяная баня (полиметилметакрилат)</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> <tr> <td>- сосуды из боросиликатного стекла 1 л</td> <td style="text-align: right;">8 шт.</td> </tr> <tr> <td>- крышки к сосудам (полиметилметакрилат)</td> <td style="text-align: right;">8 шт.</td> </tr> <tr> <td>- фиксаторы для крышек</td> <td style="text-align: right;">8 шт.</td> </tr> <tr> <td>- альгицид 500 мл</td> <td style="text-align: right;">1 уп.</td> </tr> <tr> <td>- внешний термодатчик для сосудов</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> <tr> <td>- внешний термодатчик для бани</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> <tr> <td>- руководство по эксплуатации</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> <tr> <td>- документация IQ/OQ</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> </table>		- прибор PTWS 820D	1 шт.	- фиксаторы для мешалок	8 шт.	- лопастные мешалки	1 набор 8 шт.	- шарики 25 мм для позиционирования	1 набор 8 шт.	- водяная баня (полиметилметакрилат)	1 шт.	- сосуды из боросиликатного стекла 1 л	8 шт.	- крышки к сосудам (полиметилметакрилат)	8 шт.	- фиксаторы для крышек	8 шт.	- альгицид 500 мл	1 уп.	- внешний термодатчик для сосудов	1 шт.	- внешний термодатчик для бани	1 шт.	- руководство по эксплуатации	1 шт.	- документация IQ/OQ	1 шт.
- прибор PTWS 820D	1 шт.																										
- фиксаторы для мешалок	8 шт.																										
- лопастные мешалки	1 набор 8 шт.																										
- шарики 25 мм для позиционирования	1 набор 8 шт.																										
- водяная баня (полиметилметакрилат)	1 шт.																										
- сосуды из боросиликатного стекла 1 л	8 шт.																										
- крышки к сосудам (полиметилметакрилат)	8 шт.																										
- фиксаторы для крышек	8 шт.																										
- альгицид 500 мл	1 уп.																										
- внешний термодатчик для сосудов	1 шт.																										
- внешний термодатчик для бани	1 шт.																										
- руководство по эксплуатации	1 шт.																										
- документация IQ/OQ	1 шт.																										



ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ»

220131 МИНСК, 2-Й ПЕР. КОЛЬЦОВА, 24
 ТЕЛ/ФАКС: (017) 385-28-22 (23)
 WWW.LVS.BY INFO@LVS.BY