


<p>Прибор для испытаний на растворение PTWS 120D</p> <p>Изготовитель: PHARMA TEST APPARATEBAU AG (Германия)</p>	
<p>6-местный прибор, аналогичный Erweka DT 726. Соответствует требованиям USP (711-724) и EP/ГФ РБ (2.9.3-2.9.4). Исполнение с общим приводом для всех мешалок.</p>	
<p>Подъем/опускание приводной головки</p>	<p>моторизованный</p>
<p>Сосуды</p>	<p>6 шт. 1 л, самоцентрирующиеся</p>
<p>Водяная баня</p>	<p>цельноформованная</p>
<p>Испарение из сосудов</p>	<p>менее 0,7% за 24 ч</p>
<p>Диапазон скоростей перемешивания</p>	<p>от 25 до 250 об/мин</p>
<p>Точность поддержания скорости перемешивания</p>	<p>не хуже $\pm 2\%$, обычно $\pm 1\%$</p>
<p>Биение штоков</p>	<p>не более 0,2 мм</p>
<p>Вибрация</p>	<p>не более 0,02 мм</p>
<p>Диапазон температур</p>	<p>от 25 до 45 °C</p>
<p>Точность термостатирования</p>	<p>$\pm 0,2$ °C</p>
<p>Количество методов в памяти</p>	<p>ограничено только емкостью SD-карты</p>
<p>Функционал контроллера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отображение заданных и текущих параметров; - счетчик рабочих часов, информация о времени пробоотбора; - разделение доступа пользователей; - создание, редактирование и хранение методов испытаний (хранение на SD-карте); - индикация состояния прибора; - контроль периодичности OQ; - управление устройством пробоотбора. 	
<p>Индикация событий и ошибок</p>	<p>звуковая и сигналом на дисплее</p>
<p>Управление</p>	<p>цветной сенсорный экран</p>
<p>Дисплей - графический, с индикацией состояния прибора («светофор») цветом нижней строки, можно перенавесить на короткую либо длинную сторону корпуса приводной головки</p>	
<p>Коммутация</p>	<p>1 RS232, 1 разъем SD-карты, опционально 1 разъем TTL I/O (для управления, напр., коллектором фракций)</p>
<p>Хранение микропрограммы и параметров прибора</p>	<p>на внутренней карте microSD (доступна только сервисному персоналу)</p>
<p>Габариты / масса</p>	<p>700x650x450 мм / 55 кг</p>
<p>Стандартный комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибор PTWS 120 1 шт. - фиксаторы для мешалок 6 шт. - лопастные мешалки 1 набор 6 шт. - шарики 25 мм для позиционирования 1 набор 6 шт. - водяная баня (полиметилметакрилат) 1 шт. - сосуды из боросиликатного стекла 1 л 6 шт. - крышки к сосудам (полиметилметакрилат) 6 шт. - фиксаторы для крышек 6 шт. - альгицид 250 мл 1 уп. - внешний термодатчик для сосудов 1 шт. - внешний термодатчик для бани 1 шт. - руководство по эксплуатации 1 шт. - документация IQ/OQ 1 шт. 	



ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ»

220131 МИНСК, 2-Й ПЕР. КОЛЬЦОВА, 24
 ТЕЛ/ФАКС: (017) 385-28-22 (23)
 WWW.LVS.BY INFO@LVS.BY